

Detekčná trubička na testovanie alkoholu

0,0 ‰ – 0,2 ‰ – 0,5 ‰ – 0,8 ‰ (promile)
0,00 ‰ – 0,02 ‰ – 0,05 ‰ – 0,08 ‰ (percent)



008TD258



Pokyny na použitie

Detekčné trubičky sú určené na meranie koncentrácie alkoholu v dychu. Detekčné trubičky na testovanie alkoholu detekujú koncentráciu alkoholu v krvi od 0,2 ‰ *, čo zodpovedá koncentrácii alkoholu v dychu 0,1 mg / l. Hladina alkoholu sa zvyšuje približne až za hodinu od poslednej konzumácie alkoholu. Dokonca menej ako 0,2 ‰ * alkoholu vo vašej krvi narušuje vašu schopnosť viesť motorové vozidlo a môže spôsobiť bezprostredné ohrozenie vášho zdravia a života, prípadne zdravia a života niekoho iného. Zistená koncentrácia alkoholu sa nesmie v žiadnom konaní používať ako dôkaz, obzvlášť ako dôkaz potvrdzujúci, že testovaný je / nie je v stave intoxikácie / pod vplyvom alkoholu. Za interpretáciu výsledku testu je výlučne zodpovedná osoba používajúca na testovanie detekčnú trubičku na testovanie alkoholu. Výsledok testu nesmie byť použitý pri vyšetrovaní úradnými osobami/políciou, alebo na ich žiadosť. Výrobca nezodpovedá za použitie tohoto produktu, pokiaľ nie je v súlade s týmto návodom na použitie.

Komponenty

Detekčné trubičky na testovanie alkoholu sa skladajú zo sklenenej trubice, z látky ku kvantifikácii = reagent, adsorpčných granúl, filtrov, hliníkovej fólie a dvoch ochranných krytiel. Jednotlivé časti detekčnej trubičky na testovanie alkoholu môžu ohroziť život alebo zdravie. Pri nesprávom použití sa môže sklenená trubička poškodiť a spôsobiť porezanie. Iné časti môžu byť prehltnuté. Použitú detekčnú trubičku na testovanie alkoholu vyhod'te do komunálneho odpadu. Podľa smernice Európskej únie nepredstavuje použitá detekčná trubička na testovanie alkoholu žiadne nebezpečenstvo pre životné prostredie. Nenechávajte použitú detekčnú trubičku na testovanie alkoholu na mieste, odkiaľ ju môže odniesť neoprávnená osoba.

Návod :

Od konzumácie posledného alkoholu počkajte 20 minút.

1. Pevne stlačte oba konce trubičky tak, aby došlo k roztrhnutiu bezpečnostného obalu / fólie.
2. Zhlboka sa nadýchnite a vyfukujte vzduch do sklenenej trubičky (dvakrát, asi 10 sekúnd).
3. Počkajte najmenej dve minúty. Ak sa zmení farba v strednej časti trubičky znamená to, že ste pod vplyvom alkoholu. Výsledok odčítajte do 5 minút.

Keď na detekčnej trubičke na testovanie alkoholu odčítate výsledok podobný značke 0,2 ‰ * na obale, znamená to, že koncentrácia alkoholu v krvi by mala byť najmenej 0,2 ‰ *, alebo viac.

* platí tiež pre dychové alkoholtesty, ktoré indikujú inú dychovú koncentráciu alkoholu (viď informácie na obale)

Bezpečnostné opatrenia

- Detekčné trubičky na testovanie alkoholu môžu byť použité iba raz.
- Je zakázané odstraňovať granulát ku kvantifikácii z detekčnej trubičky.
- Vyhnite sa priamemu kontaktu očí a pokožky s granulátom ku kvantifikácii.
- V prípade kontaktu granulátu s očami vypláchnite oči veľkým množstvom vody pri otvorených očných viečkach. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúča sa tiež konzultovať s oftalmológom (očným špecialistom).
- V prípade kontaktu granulátu s pokožkou opláchnite postihnutú oblasť veľkým množstvom vody. V prípade akýchkoľvek kožných reakcií (začervenanie, vyrážka, alergická reakcia alebo rana), okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúča sa tiež konzultovať s dermatológom.
- Nevdychujte alebo neprehltajte granulát ku kvantifikácii. V prípade požitia granulátu vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade vdýchnutia granulátu vyjdite na čerstvý vzduch. Ak je to potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc. Obsahuje kyselinu sírovú a kyselinu fosforečnú.
- Detekčné trubičky nevyhadzujte do otvoreného ohňa.
- Chráňte pred slnečným žiarením a vysokou teplotou (nad 30° C).
- Neuchovávajte pod teplotou -15° C a nad + 30° C.
- Skladujte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosah detí.



Výrobca

ulti med Products (Deutschland)
GmbH Reeshoop 1 •
22926 Ahrensburg • Germany
Telefon: +49-4102 – 80090
Fax: +49-4102 – 50082
e-mail: info@ultimed.de
www.ultimed.org

Distribútor v EU

ulti med Products
(Belgium) BVBA
Honzebroekstraat 137
8800 Roeselare
Phone : +32 +51 200 425
Fax :+32 +51 200 449
e-mail : belgium@ultimed.org

Distribútor pre ČR

JK Trading s.r.o.
Křivatcová 421/5
155 21 Praha
tel.: +420 257 220 760
fax : +420 257 220 771
e-mail : paha@jktrading.cz

Distribútor pre SK

JK Trading s.r.o.
Mečíkova 30
841 07 Bratislava
tel.: +421 264 774 620
fax : +421 264 774 593
e-mail : jk-trading@jk-trading.sk

Rev.18072017VP/A